

Auftragsformular zum Siegelnahtfestigkeitstest

gemäß DIN EN ISO11607-2

Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt

z. Hd. Herrn Gscheidt

Große Diesdorfer Str. 162

39110 Magdeburg

Praxisstempel

Datum

Unterschrift

Angaben zum Siegelgerät

Hersteller und Bezeichnung:		
Seriennummer:		
Siegeltyp:	<input type="checkbox"/> Balkensiegelgerät	<input type="checkbox"/> Durchlaufsigelgerät

Angaben zum Sterilisator

Hersteller und Bezeichnung:	
Seriennummer:	
Verwendetes Sterilisationsprogramm:	

Angaben zu den Siegelfolien-Proben

	Hersteller	Breite der Folie (in mm)	Haltbarkeitsdatum	Probe	Siegeltemperatur sofern bekannt	Siegeldruck sofern bekannt	Siegelzeit/ Durchlaufgeschwindigkeit sofern bekannt	Chargen-Nr. des Sterilisators
A				1				
				2				
				3				
B				1				
				2				
				3				
C				1				
				2				
				3				
D				1				
				2				
				3				
E				1				
				2				
				3				
F				1				
				2				
				3				

Siegelnaht-Festigkeitsprüfung

gemäß DIN EN ISO11607-2

Anleitung zur Herstellung der Siegelproben:

1. Bitte fertigen Sie je Folienhersteller und Folienbreite 3 gleiche Proben an (siehe Abb. 1 und Abb. 2).
2. Alle Folien an den offenen Enden versiegeln.
3. Siegelparameter wie Temperatur, Druck und Zeit (bei Durchlaufsiegelgeräten Geschwindigkeit) in der Tabelle eintragen.
4. Beschriften Sie alle Proben entsprechend der Tabelle und der Abb. 1.
5. Sterilisieren Sie alle 3 Proben in einer separaten Sterilisationscharge (siehe Abb. 3).
6. Senden Sie den Auftrag zusammen mit den Proben an die Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt. Bitte achten Sie darauf, die Proben nicht zu knicken.

Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3

